

Modo de uso...

¿Qué hay en el paquete de clic y calor?

Todos los paquetes clic y heat de Body Comfort contienen agua y acetato de sodio de calidad alimentaria (una forma de sal). El disco de metal en el interior está hecho de acero inoxidable y la carcasa exterior es de plástico de grado médico.

¿Cómo se produce el calor?

Al flexionar (sin romperse o agrietarse a la mitad) el disco de acero inoxidable, las moléculas pequeñas se convierten en un estado sólido que luego crea una reacción en cadena que causa que la solución cristalice y caliente instantáneamente a una cantidad predeterminada de energía, 130 ° F / 53 ° grados ° C para ser exactos. La capacidad de crear calor durante un largo período de tiempo se logra debido a que el líquido NO cristaliza al mismo tiempo. Las moléculas que no fueron requeridas para calentar el paquete a su temperatura máxima permanecerán líquidas y cristalizarán según sea necesario, manteniendo así la temperatura máxima.

¿Cuánto dura la calefacción? ¿Pierde calor?

Los paquetes de calor y clic de Body Comfort retienen su calor durante un período de 30 minutos y hasta una hora. A medida que su cuerpo extraiga el calor del paquete de calor, la temperatura disminuirá gradualmente. Todos los paquetes de calor y clic de Body Comfort mantendrán el calor adecuado para el tiempo terapéutico o recomendado por el médico, por lo general de 15 a 20 minutos por uso.

¿Pueden quemarte 130 ° grados F?

No ... Por numerosos sitios de salud 158 grados ° F se considera punto de combustión. Los paquetes de calor y clic de Body Comfort se controlan para que NO excedan los 130 grados ° F, lo que le proporciona calor terapéutico perfectamente controlado a diferencia de otros paquetes de calor que se calientan a través de microondas, horno convencional o sin control. Si nota sensibilidad al usar Body Comfort, haga clic y caliente los paquetes, espere de 5 a 10 minutos antes de colocarlos en la ubicación deseada del cuerpo.

¿Puedo reutilizar mis paquetes de calor y clic de Body Comfort?

Absolutamente ... Una vez que el paquete ha emitido todo su calor, permanecerá en una forma de endurecimiento cristalizado hasta que se recargue. Para regenerar el clic y el paquete térmico, colóquelo en agua hirviendo y continúe hirviendo durante 5-10 minutos (no permita que el recubrimiento de vinilo toque la olla o el recipiente directamente), o hasta que todos los cristales se hayan derretido nuevamente. un estado líquido claro. Puede notar burbujas, esto es normal, retire cuidadosamente el

paquete con las pinzas del agua (mirando que no se quema usted mismo no recoja directamente con la mano) y coloque en la rejilla de enfriamiento y deje enfriar a temperatura ambiente antes de reactivar. Para acelerar el proceso de enfriamiento, coloque el clic y los paquetes en el refrigerador. NOTA: El clic y el paquete de calor no se reactivarán si su temperatura está por encima de los 130 ° F, el tiempo frío es obligatorio para la reutilización.

¿Cuántas veces se puede usar el paquete de clic y calor?

Siempre que no rompa el disco de acero inoxidable, no hay límite en la cantidad de veces que se puede usar un paquete.

¿La solución es segura? ¿Son adecuados para niños?

Los paquetes de calor y presión Body Comfort son adecuados para niños, adultos e incluso mascotas. Son ideales para manos frías, pies o con fines reconfortantes, pero NO deben usarse como juguetes. Como el acetato de sodio es un aditivo alimentario, no es tóxico. Es seguro, sin embargo, NO le recomendamos que lo beba o lo coma. Si se rompe o se pincha y se lame, se ingiere o se digiere, consulte a su médico.

¿Se pueden usar los paquetes de clic y calor como paquete frío?

Sí, colóquelo en el refrigerador durante 20-30 minutos y colóquelo en la ubicación deseada del cuerpo. Para obtener resultados más rápidos, guarde sus compresas térmicas y calefactoras Body Comfort en el refrigerador para usarlas instantáneamente como compresas frías o haga clic y genere calor instantáneo. Para un deseo más frío, guárdelo en el congelador.

NOTA: deberá hervir para regenerar el paquete para aliviar el calor.

¿Qué pasa si el paquete se pincha?

El chasquido y el paquete de calor de Body Comfort seguirán activos, pero no se regenerarán. El paquete debe ser intercambiado a través de nuestro proceso de Garantía de por vida.

¿Qué debo hacer si necesito cambiar mi producto?

TOL, Inc. ofrece una garantía de reemplazo de por vida limitada para nuestros productos, que cubre cualquier rotura u otro mal funcionamiento debido a defectos de diseño o fabricación, por el tiempo que sea propietario del producto. Esta garantía no se aplica a problemas que son el resultado de un mal uso o desgaste normal.

Para invocar esta garantía, imprima y complete el formulario a continuación e inclúyalo con el artículo devuelto. También debe incluir una copia de su recibo de venta. Además, incluya un cheque o giro postal por la cantidad de \$ 12.95 por paquete de calor para cubrir el costo de envío y manejo de su nuevo producto. No se emitirán reembolsos.

Haga clic aquí para descargar e imprimir el formulario de reemplazo del producto y enviarlo junto con su producto.

Solución de problemas Mi clic y paquete de calor no cristalizarán ni calentarán ...

Ocasionalmente puede requerir múltiples intentos de flexión del acero inoxidable.

La temperatura del clic y el paquete de calor pueden estar muy calientes después de hervir, deje que se enfríe más tiempo y vuelva a intentarlo.

A veces puede tener un paquete dañado o defectuoso, consulte la tarjeta de garantía de por vida en cada cuadro y devuelva el paquete de clic y calor.